


01/00-V5-Sel



Mode d'emploi 384 20

Appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur (384 20)

- 1 Spirales chauffantes
- 2 Douilles de 4 mm
- 3 Bouchon en caoutchouc, avec passage pour le thermomètre
- 4 Agitateur, avec manche
- 5 Ressorts tendeurs

1 Description

L'appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur (384 20) est un accessoire pour le vase de Dewar (386 48) pour l'étude de l'échauffement des liquides non-conducteurs avec de l'énergie électrique.

2 Fournitures

1 appareil pour déterminer l'équivalent électrique de la chaleur
1 rondelle étanche, avec trou pour la sonde de température NiCr-Ni

3 Caractéristiques techniques

Spirales chauffantes:

Résistance: 1 Ω , séparées
Courant maximal: 3 A, séparées
Tension d'alimentation: 0 ... 3 V, séparées
0 ... 3 V en parallèle
0 ... 6 V en série

Caractéristiques générales:

Passage pour le thermomètre: 10 mm \varnothing
Dimensions: 15 cm (max.) \times 9 cm \varnothing
Poids: 150 g

4 Accessoires

4.1 Vase de Dewar:

Vase de Dewar 386 48

4.2 Mesure de la température:

Thermomètre 382 34
ou
Sonde de température 666 193
Thermomètre numérique 666 190

4.3 Source de tension:


Transformateur variable TBT, type S521 35
ou Accumulateur au nickel-cadmium, 522, 730 Ah

4.4 Mesure de la puissance pour une allure quelconque de la courbe de la tension d'entrée

Joulemètre et wattmètre 531 83

5 Utilisation

5.1 Mesure de la température avec le thermomètre



5.2 Mesure de la température avec la sonde de température NiCr-Ni

